

# Teste rápido para diagnóstico de Zika vírus

## Problema

Atualmente, o teste mais confiável e amplamente utilizado para detecção do Zika vírus é o PCR quantitativo com transcrição reversa (RT-qPCR). No entanto, a técnica é complexa e apresenta limitações, como a necessidade de equipe qualificada, equipamentos especializados, além do custo dos reagentes e tempo longo para obtenção dos resultados.

## Solução

A tecnologia proposta pelos inventores utiliza a amplificação isotérmica mediada por loop de transcrição reversa (RT-LAMP), produzindo um teste altamente sensível, versátil e robusto. A química do LAMP é mais resistente aos inibidores do que a RT-qPCR, o que permite a simplificação e a remoção do procedimento de extração de RNA da amostra. Devido a sua eficiência e baixo custo, essa técnica tem sido aplicada para a detecção de uma ampla gama de patógenos. O ensaio RT-LAMP é altamente específico e até 100 vezes mais sensível do que RT-qPCR, e fornece sensibilidade de 100%, especificidade de 93,75% e uma precisão geral de 95%.

## Diferencial

Menor custo

Resultados mais rápidos

Mais sensível e específico

## Estágio de Desenvolvimento



## O que buscamos?

Licenciamento da tecnologia para produção e comercialização.

QUER SABER MAIS? ENTRE EM CONTATO!

## Inventores

Lindomar José Pena

## Propriedade Intelectual

Tipo  
Patente de Invenção



Descrição  
Pedido de patente requerido no Brasil.

[VER PATENTE](#)



Aponte a câmera do celular para  
escanear o QR Code



Campus Fiocruz Maré - Av. Brasil, 4036 - Maré, Rio de Janeiro  
- RJ

CEP: 21040-361



[portfolio@fiocruz.br](mailto:portfolio@fiocruz.br)



+55 (21) 3282-9080